



EDTA SOLUTION

PLYN ENDODONTYCZNY

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

Skład :

17% EDTA, 10% Nadtlenku mocznika, woda.

Zastosowanie :

Preparat wspomagający przy leczeniu endodontycznym, EDTA działa chelatująco wiążąc jony wapnia, ułatwiając udrażnianie i poszerzanie kanałów korzeniowych, jako lubrykant ułatwia mechaniczno-chemiczne opracowywanie kanałów. Zawarty w preparacie nadtlenek mocznika zmniejsza lub likwiduje powstałe przebarwienia tkanek twardych, silnie pieni się w kontakcie z podchlorynem sodu, co ułatwia usuwanie resztek miazgi i innych zanieczyszczeń z kanału korzeniowego.

Sposób użycia :

Po aplikacji / bezpośrednio do kanału / kilku kropli poszerzamy mechanicznie kanał, płuczac naprzemiennie roztworem podchlorynu sodu.

Środki ostrożności:

Zachować szczególną ostrożność w czasie opracowywania wierzchołka korzenia zęba – rozmięczona struktura wewnętrznej ściany kanału korzeniowego może ułatwić powstanie perforacji. Ze względu na drażniące działanie unikać kontaktu preparatu z oczami, śluzówką jamy ustnej i skórą. Miejsca przypadkowego kontaktu zaleca się przepłukać dużą ilością wody. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów, pić dużo wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Stosować koferdam, rękawiczki, okulary oraz odzież ochronną podczas pracy z preparatem.

Przeciwwskazania :

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na składniki preparatu. Nie pozostawiać preparatu w komorze lub kanale korzeniowym pomiędzy kolejnymi wizytami.

Przechowywanie :

Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25 stopni C.

Nie przekraczać daty przydatności do użytku podanej na opakowaniu. Po każdym użyciu szczelnie zamykać opakowanie.

Postępowanie z opakowaniami :

Zużyte opakowania utylizować lub zwrócić producentowi.

Zawartość :

Buteleczek PE 10 ml z zakraplaczem.

Termin ważności :

2 lata od daty produkcji.

PREPARAT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W STOMATOLOGII.

FIRMA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA PREPARATU NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI 06.01.2014



95-200 PABIANICE, UL. Orla 10/12

TEL/FAX 42-213-0637 KOD 510218910

WWW.CHEMIDENTAL.PL



