

## EDTA CREAM 17% 5 ml



Preparat wspomagający przy leczeniu endodontycznym.

Rating: Not Rated Yet

**Price**

28,00 zł

Tax amount 2,07 zł

[Ask a question about this product](#)

Description

skład: 17% EDTA, 10% Nadtlenku mocznika, baza żelowa.

**Zastosowanie:** Preparat wspomagający przy leczeniu endodontycznym, EDTA działa chelatując wiązając jony wapnia, ułatwiając udrażnianie i poszerzanie kanałów korzeniowych, jako lubrykant ułatwia mechaniczno-chemiczne opracowywanie kanałów. Zawarty w preparacie nadtlenek mocznika zmniejsza lub likwiduje powstałe przebarwienia tkanek twardych, silnie pieni się w kontakcie z podchlorynem sodu, co ułatwia usuwanie resztek miazgi i innych zanieczyszczeń z kanału korzeniowego.

#### **Reviews**

There are yet no reviews for this product.