

EDTA CREAM 17% 2 ml



Preparat wspomagający przy leczeniu endodontycznym

Rating: Not Rated Yet

Price

14,00 zł

Tax amount: 1,04 zł

[Ask a question about this product](#)

Description

skład: 17% EDTA, 10% Nadtlenku mocznika, baza żelowa.

Zastosowanie: Preparat wspomagający przy leczeniu endodontycznym, EDTA działa chelatując wiązania jony wapnia, ułatwiając udrażnianie i poszerzanie kanałów korzeniowych, jako lubrykant ułatwia mechaniczno-chemiczne opracowywanie kanałów. Zawarty w preparacie nadtlenek mocznika zmniejsza lub likwiduje powstałe przebarwienia tkanek twardych, silnie pieni się w kontakcie z podchlorynem sodu, co ułatwia usuwanie resztek miazgi i innych zanieczyszczeń z kanału korzeniowego.

Reviews

There are yet no reviews for this product.